























MEDİKAL CİHAZLAR İÇİN GENEL İŞARETLEMELER GENERAL SYMBOLS FOR MEDICAL DEVICES

-  Medikal cihaz, ilgili CE standartlarına uyum göstermektedir. / Medical Device meets the provisions of related CE standards.
-  Ürünü ikinci kez steril etmeyiniz. / Do not re-sterilize.
-  Uyarı. / Caution.
-  Son kullanma tarihi. / Expiry date.
-  İlgili TSE standartlarına uygundur. / Its meets the related TSE standard.
-  Ozon ihtiva eden depolarda saklanmaz. / Do not store in warehouses that contain ozone.
-  Ürün ftalat içermektedir. / Product contains phthalate.
-  Referans numarası. / Reference number.
-  Ürün lateks içermemektedir. / The product is latex - free.
-  Avrupa Temsilcisi. / European Representative.
-  Depolama koşulları. / Storage Conditions.

MEDİKAL CİHAZLAR İÇİN GENEL İŞARETLEMELER GENERAL SYMBOLS FOR MEDICAL DEVICES

-  Steril değildir. / Non sterile.
-  Lot numarası. / Lot number.
-  Etilen oksit ile steril edilmiştir. / Sterilized with ethylene oxide. Gamma ışınları ile steril edilmiştir. / Sterilized by gamma rays.
-  Üretici firma. / Manufactured by
Üretim tarihi. / Date of production.
-  Yağmurdan uzak tutun. / date of production
Keep away from rain.
-  Tek kullanımlık. / Single use.
-  Ürün lateks içermektedir. / The product contains latex.
-  Güneş altında tutmayın. / Keep away from sun light.
-  Kullanım kılavuzu içermektedir. / User manual is included.
-  Ürün boyu. / Size.
-  Yırtık ve hasarlı ambalajları kullanmayınız. / Do not use damaged packages.